


LED facial mask

en Instructions for use



EG - DECLARATION OF CONFORMITY

The product described in this instruction manual complies with all relevant harmonized requirements of the EU. The complete declaration of conformity and instruction manual can be found online at www.jaxmotech.de/downloads.

About these instructions

This product is fitted with safety features. Please read the safety instructions carefully and use the product only as described in this manual to avoid accidental injury or damage. Please keep these instructions for future reference. If you pass this product on to someone else, please include these instructions as well. Symbols used in these instructions:

 This symbol warns you of a risk of injury.

 This symbol warns you of the risk of injury from electricity.

Key terms in these instructions:
DANGER: Indicates an imminent risk of serious injury or death.
CAUTION: Risk of minor injury.
NOTE: Warns of possible damage to property.

 Additional information is marked with this symbol.

Safety instructions

Purpose

This LED facial mask is designed for use on healthy, uninjured facial skin. It uses various LED light colours to support skin care (e.g. to improve skin appearance or well-being).

Note: This product is not a **medical device** as defined by the EU Medical Device Regulation (MDR) and does not replace **medical treatment**.

Not suitable for:

- Children and young people under 18 years
- Individuals with known light sensitivity
- Individuals with active skin conditions, open wounds, or severe inflammation in the facial area
- Pregnant or breastfeeding individuals (use only after consulting a doctor)

Any other use, misuse or improper use may result in damage to the appliance or personal injury.

Danger to children and people with reduced ability to operate equipment.

- This appliance may be used by persons aged 18 and over with reduced physical, sensory or mental capabilities, or a lack of experience and/or knowledge, provided they are supervised or have been instructed in the safe use of the product and understand the resulting risks.
- Cleaning and maintenance by the user must not be carried out by children.
- Children must not play with the appliance.
- Keep children away from the appliance and the mains lead.
- Always keep the appliance and all accessories out of the reach of children.
- Before carrying out any cleaning, unplug the appliance, allow it to cool down and follow the instructions in the ‘Cleaning and Care’ section. Do not immerse the product in water when cleaning it.
- People who are not using the appliance (in particular children) must not be present whilst it is in use.
- The device is not intended for outdoor use.
- Only use the appliance in dry indoor areas.
- Do not use the appliance in environments where there is a risk of explosion or fire.
- Never look directly into the LED light.
- High brightness. Do not look into the spotlight. This can result in eye injuries.
- This product is intended for domestic use only.
- Eye or skin irritation, or even injury, may occur following prolonged exposure.
- Never leave the product unattended whilst it is switched on.
- Never immerse the electrical parts of the product in water or other liquids during cleaning or operation. Never hold the product under running water.

- Maintenance and repairs must be carried out by an authorised service centre.

Information about rechargeable batteries

- This appliance contains built-in rechargeable batteries.
- Before disposing of the appliance, contact an electrician or your retailer to have the batteries removed and disposed of in an environmentally responsible manner.
- Disconnect the appliance from the mains before removing the batteries.
- Never expose batteries to excessive heat (e.g. direct sunlight, fire). The batteries could explode.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Do not throw the battery or the appliance into a fire. Risk of explosion and fire!
- Never leave the appliance's battery charging unattended.

Usage

 **DANGER** to children

Keep children away from packaging materials. Risk of suffocation!

Before first use

- Remove all packaging material.

Light modes and effects

Mode	Colour	Effect
RL	Red	Promotes collagen regeneration, improves elasticity, reduces wrinkles and fine lines
NIL	Near-infrared	Promotes circulation
BL	Blue	Refines pores, supports skin balance
OL	Orange	Soothes the skin, assists with pigmentation issues
PL	Violet	Lightens dark spots, promotes collagen
IL	Indigo	Supports skin metabolism
GL	Green	Reduces blackheads and pigmentation spots
YL	Yellow	Improves rough skin, gentle collagen promotion

Charging the controller

- Do not use the device while it is charging.
- Flashing indicator = charging in progress
- All indicators illuminate continuously = fully charged
- Fully charge before first use.

Assembling the mask

Attaching the eye protection

1. Place the mask with the front side facing down.
2. Insert the eye protection with L on the left eye and R on the right eye.
3. The letters must face outward.

Attaching the straps

1. The straps are universal (no left/right).
2. The soft flannel side faces inwards.
3. Thread the straps through the side openings and secure with Velcro.
4. Once the flannel straps are secured, the large Velcro strips can be closed around the head.

Connection

Connect the face mask to the controller.

OPERATING THE CONTROLLER

Button functions

- **On/Off & time selection:**
 - Press and hold: On/Off switch
 - Press briefly: Time selection (**5 minutes or 10 minutes**)
- **Mode button**
 - Switch between the 8 light modes by pressing briefly (RL → NIL → BL → OL → PL → IL → GL → YL)

Display:

- Illuminated mode indicator = mode enabled
- Flashing indicator = low battery
- Automatic switch-off

First use – skin compatibility test

It is recommended to conduct a test before first use:

1. Select a light mode.
2. Test the device on a small area of skin (e.g. forearm) for 5-10 minutes.
3. If no skin reactions occur within 24 hours, the product can be used on the face.
4. If in doubt, consult a dermatologist before further use.

Application steps

1. Cleanse the face thoroughly and dry it.
2. Put on the mask and adjust the straps.
3. Press and hold the controller to switch the device on.
4. Select the light mode and set the application duration (**5 or 10 minutes**).
5. The device will automatically switch off after the time has elapsed.
6. Remove the mask and apply your usual skincare.

Recommended usage:

- 3-5 applications per week
- Use for a maximum of 10 minutes per session

Do not use in cases of:

- Pregnancy or breastfeeding
- Light sensitivity or taking photosensitising medications
- Eye or skin conditions (e.g. lupus, photosensitive eczema, albinism)
- If you experience burning or discomfort, discontinue use immediately.

Cleaning and storage

1. Clean the appliance regularly with a dry, soft cloth.
2. Do not use aggressive cleaning products.
3. Keep accessories clean and dry after use.

Storage

- Store the appliance out of the reach of children.

Technical specifications	
Model	: FM 008
Item number	: 763 579
USB input	: 5 V === 1 A
Number of LEDs	: 280 LEDs
Maximum power	: 4 W
Automatic runtime	: 5 and 10 minutes
Battery: Lithium-ion	: 3.7 V === 1500 mAh
Watt-hour rating	: 5.55 Wh
Charging time	: Approx. 3.5 hours
Operating time	: max. 80 minutes
Protection class:	III
Information about the built-in battery:	
Manufacturer	: Shenzhen Julang Energy Industry Co., Ltd 309, Building A3, No. 19, Youmagang Industrial Zone, Shiwei Community, Matian Street, Guangming District, Shenzhen City, China
Email	: julanglian0213@163.com
Battery model	: JL 18650 1500mAh
Date of manufacture	: 2026/06 Made in China
Manufactured by	: Jaxmotech GmbH Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany info@jaxmotech.de

As part of product improvements, we reserve the right to make technical and visual changes to the item.

Disposal

The product, its packaging and the built-in rechargeable battery have been manufactured from valuable materials that can be recycled. Recycling reduces the amount of refuse and preserves the environment. Dispose of the **packaging** at a recycling point that sorts materials by type. Make use of the local facilities provided for collecting paper, cardboard and lightweight packaging.



Appliances, single-use batteries and rechargeable batteries marked with this symbol must not be disposed of along with household waste! You are legally obliged to dispose of old appliances separately from household waste. Electronic appliances contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health and the environment. Information about collection points where old appliances can be disposed of free of charge is available from your local authorities.

Flat single-use and rechargeable batteries must be handed in at a local authority collection point or returned to a battery retailer. Tape off the contacts of lithium single-use/rechargeable batteries prior to disposal.


Warning! This appliance contains rechargeable batteries that, for safety reasons, are firmly built into the appliance and cannot be removed without destroying the casing. Improper disassembly leads to safety hazards. For this reason, take the appliance intact to a collection point where the appliance and battery will be disposed of properly.

Model	: FM 008
Manufactured by	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany info@jaxmotech.de



Masque facial à LED

 fr



CE - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Le produit décrit dans ce mode d'emploi est conforme à toutes les normes harmonisées pertinentes de l’UE. La déclaration de conformité complète et le mode d'emploi sont disponibles à l'adresse www.jaxmotech.de/downloads.

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est équipé de dispositifs de sécurité. Veuillez néanmoins lire attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez l'article que conformément aux consignes fournies dans ce manuel, afin d'éviter tout risque de blessure ou de dommage accidentel. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous transmettez le produit à un tiers, veuillez également lui joindre le présent mode d'emploi. Symboles utilisés dans le mode d'emploi :

 Ce symbole indique un risque de blessure.

 Ce symbole indique un risque de blessure due à l'électricité.

Mentions d'avertissement utilisées dans le mode d'emploi :
DANGER avertit d'un risque imminent de blessures graves ou de danger de mort.
ATTENTION avertit d'un risque de blessures légères.
REMARQUE avertit d'éventuels dommages matériels.

 Ce symbole indique des informations complémentaires.

Consignes de sécurité

Utilisation prévue

Le masque facial à LED est un produit destiné à être utilisé sur la peau du visage, lorsque celle-ci est saine et ne présente pas de lésions. Le masque utilise différentes couleurs de lumière LED pour favoriser les soins de la peau (par ex. pour améliorer l'aspect ou le bien-être de la peau).

Remarque : Ce produit n'est pas **un dispositif médical** au sens du règlement européen sur les dispositifs médicaux (MDR) et ne remplace **en aucun cas un traitement médical**.

Ne convient pas pour :

- Les enfants et adolescents de moins de 18 ans
- Les personnes présentant une hypersensibilité connue à la lumière
- Les personnes présentant des affections cutanées actives, des plaies ouvertes ou des inflammations importantes au niveau du visage
- Les femmes enceintes ou allaitantes (à n'utiliser qu'après consultation d'un médecin)

Toute autre utilisation, mauvaise utilisation ou utilisation non conforme peut entraîner des dommages matériels ou des blessures.

Danger pour les enfants et les personnes ayant des capacités réduites pour utiliser un appareil.

- Le présent appareil peut être utilisé par des adultes à partir de 18 ans ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, si elles sont surveillées ou si elles ont été instruites quant à l'utilisation sûre du produit et qu'elles ont compris les dangers qui en résultent.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les enfants doivent être tenus à l'écart de l'appareil et du cordon électrique.
- Veillez à toujours garder l'appareil et tous ses accessoires hors de portée des enfants.
- Avant toute opération de nettoyage, débranchez l'appareil, laissez-le refroidir et respectez les consignes de la rubrique « Nettoyage et entretien ». Ne pas plonger le produit dans l'eau pour le nettoyer.
- Les personnes qui n'utilisent pas l'appareil, en particulier les enfants, ne doivent pas se trouver à proximité de celui-ci lorsqu'il est en marche.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé à l'extérieur.
- Utiliser cet appareil uniquement dans des pièces intérieures sèches.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des environnements présentant un risque d'explosion ou d'incendie.
- Ne regardez jamais directement dans la lumière LED.
- Elle présente une grande luminosité. Ne pas regarder directement la source lumineuse. Cela risque d'entraîner des lésions oculaires.

- Ce produit est destiné exclusivement à un usage domestique.
- Irritations des yeux ou de la peau, voire des lésions en cas d'exposition prolongée.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé.
- Ne jamais plonger les composants électriques du produit dans l'eau ou dans d'autres liquides, que ce soit pendant le nettoyage ou le fonctionnement. Ne jamais placer le produit sous l'eau courante.
- Confier les opérations de maintenance et les réparations uniquement à un service après-vente agréé.

Remarques concernant les batteries

- Cet appareil contient des batteries rechargeables intégrées.
- Avant de mettre l'appareil au rebut, contactez un électricien qualifié ou votre revendeur afin de faire retirer les batteries et de les éliminer dans le respect de l'environnement.
- Débranchez l'appareil avant de retirer les batteries.
- N'exposez jamais les batteries à une chaleur excessive (par ex. au soleil ou à un feu). Les batteries pourraient exploser.
- Ne jamais court-circuiter les contacts/connecteurs de la batterie.
- Ne pas jeter la batterie ni l'appareil au feu. Il existe un risque d'explosion et d'incendie !
- Ne laissez jamais la batterie de l'appareil en charge sans surveillance.

Utilisation
 DANGER pour les enfants Tenez les enfants éloignés des matériaux d'emballage. Il existe notamment un risque d'étouffement !

Avant la première utilisation

► Retirez tout le matériel d'emballage.

Modes d'éclairage et effets

Mode	Couleur	Effet
RL	Rouge	Favorise la régénération du collagène, améliore l'élasticité, atténue les rides et les ridules
NIL	Proche infrarouge	Favorise la circulation sanguine
BL	Bleu	Raffine les pores, favorise l'équilibre cutané
OL	Orange	Apaie la peau, aide à lutter contre les problèmes de pigmentation
PL	Violet	Éclaircit les taches brunes, stimule la production de collagène
IL	Indigo	Favorise le métabolisme cutané
GL	Vert	Réduit les points noirs et les taches pigmentaires
YL	Jaune	Améliore l'aspect de la peau rugueuse, stimule en douceur la production de collagène

Chargement du contrôleur

- N'utilisez pas l'appareil pendant la charge.
- Voyant clignotant = chargement en cours
- Tous les voyants sont allumés en permanence = complètement chargé
- Rechargez complètement l'appareil avant la première utilisation.

Assembler le masque

Mise en place de la protection oculaire

- Posez le masque, face vers le bas.
- Mettez les lunettes de protection en plaçant le « L » sur l'œil gauche et le « R » sur l'œil droit.
- Les lettres doivent être tournées vers l'extérieur.

Mise en place des sangles

- Les sangles sont universelles (pas de distinction gauche/droite).
- Le côté doux en flanelle est tourné vers l'intérieur.
- Faites passer les sangles dans les ouvertures latérales et fixez-les à l'aide de la bande velcro.
- Une fois les sangles en flanelle fixées, les grandes bandes Velcro peuvent être fermées autour de la tête.

Raccordement

Raccordez le masque facial au contrôleur.

UTILISATION DU CONTRÔLEUR

Fonctions des touches

- Marche/Arrêt et durée :**
 - Appui long : Mise en marche / arrêt
 - Appui court : Durée au choix : **5 minutes ou 10 minutes**
- Bouton de mode :**
 - Appuyez brièvement pour passer d'un mode d'éclairage à l'autre, parmi les 8 modes disponibles (RL→ NIL→ BL→ OL→ PL→ IL→ GL→ YL)

Affichage :

- Voyant de mode allumé = mode actif
- Voyant clignotant = batterie faible
- Arrêt automatique

Première utilisation – Test de tolérance cutanée

Avant la première utilisation, il est recommandé de faire un test :

- Sélectionnez un mode d'éclairage.
- Testez l'appareil pendant 5 à 10 minutes sur une petite zone de peau (par ex. l'avant-bras).
- Si aucune réaction cutanée n'apparaît dans les 24 heures, le produit peut être utilisé sur le visage.
- En cas de doute, consultez un dermatologue avant de poursuivre l'utilisation.

Étapes d'utilisation

- Nettoyez soigneusement le visage et séchez-le.
- Mettez le masque et ajustez les sangles.
- Appuyez longuement sur le contrôleur pour allumer l'appareil.
- Sélectionnez le mode d'éclairage et réglez la durée d'utilisation (**5 ou 10 minutes**).
- L'appareil s'éteint automatiquement une fois la durée écoulée.
- Retirez le masque et appliquez votre soin habituel.

Utilisation recommandée :

- 3 à 5 applications par semaine
- 10 minutes maximum par séance

Ne pas utiliser dans les cas suivants :

- Grossesse ou allaitement
- Sensibilité à la lumière ou prise de médicaments photosensibilisants
- Affections oculaires ou cutanées (par exemple, lupus, eczéma photosensible, albinisme)
- En cas de sensation de brûlure ou de malaise, cesser immédiatement l'utilisation.

|--|

Nettoyer et ranger

- Nettoyez régulièrement l'appareil à l'aide d'un chiffon sec et doux.
- N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs.
- Après utilisation, rangez les accessoires dans un endroit propre et sec.

Rangement

► Conservez l'appareil hors de portée des enfants.

	Données techniques
Modèle	: FM 008
Numéro d'article	: 763 579
Entrée USB	: 5 V ⎓ 1 A
Nombre de LED	: 280 LEDs
Puissance maximale	: 4 W
Durée du mode automatique	: 5 et 10 minutes
Batterie : Lithium-ion	: 3,7 V ⎓ 1500 mAh
Énergie nominale	: 5,55 Wh
Durée de charge	: env. 3,5 heures
Durée de fonctionnement	: max. 80 minutes
Indice de protection	III
Informations sur la batterie intégrée :	
Fabricant	: Shenzhen Julang Energy Industry Co., Ltd 309, Building A3, No. 19, Youmagang Industrial Zone, Shiwei Community, Matian Street, Guangming District, Shenzhen City, China
Email	: julanglian0213@163.com
Modèle de batterie	: JL 18650 1500 mAh
Date de fabrication	: 2026/06 Fabriqué en Chine
Fabriqué par	: Jaxmotech GmbH Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Allemagne) info@jaxmotech.de

Dans le cadre de l'amélioration de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et esthétiques à l'article.

Élimination des déchets

L'article et son emballage ont été fabriqués à partir de matériaux précieux qui peuvent être recyclés. Le recyclage permet de réduire les déchets et de préserver l'environnement. Jeter **l'emballage** en triant les déchets par type. Pour cela, recourir aux possibilités locales de collecte du papier, du carton et des emballages légers.

 **Les appareils, piles jetables et batteries rechargeables** portant ce symbole ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Vous êtes légalement tenu de jeter les appareils usagés séparément des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses. En cas de stockage et d'élimination inappropriés, ceux-ci peuvent nuire à l'environnement et à la santé. Vous trouverez des informations sur les points de collecte qui acceptent gratuitement les appareils usagés auprès de votre commune.

Les piles plates jetables et rechargeables doivent être déposées dans une déchetterie ou rapportées dans un magasin spécialisé. Les contacts des piles au lithium jetables et rechargeables doivent être recouverts d'un ruban adhésif avant élimination.


Attention ! Cet appareil contient une batterie rechargeable qui, pour des raisons de sécurité, est intégrée de manière fixe dans l'appareil et ne peut pas être retirée sans endommager le boîtier. Un démontage incorrect comporte des risques. Veuillez donc rapporter l'appareil intact à un point de collecte où l'appareil et la batterie seront éliminés de manière appropriée.

Modèle	: FM 008
Fabriqué par	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Allemagne) info@jaxmotech.de



LED Gesichtsmaske

de **Gebrauchsanleitung**



EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt entspricht allen relevanten harmonisierten Anforderungen der EU. Die vollständige Konformitätserklärung und Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter www.jaxmotech.de/downloads.

Zu dieser Anleitung
Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.
Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben. Zeichnen in dieser Anleitung:
Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.

Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.
Signalwörter in dieser Anleitung:
GEFAHR warnt vor unmittelbar drohender schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.
VORSICHT warnt vor möglichen leichten Verletzungen.
HINWEIS warnt vor möglichen Sachschäden.
So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck
Die LED-Gesichtsmaske ist ein Produkt zur Anwendung auf gesunder, unverletzter Gesichtshaut. Sie nutzt verschiedene LED-Lichtfarben zur unterstützenden Hautpflege (z. B. zur Verbesserung des Hautbildes oder des Wohlbefindens).
Hinweis: Dieses Produkt ist kein **Medizinprodukt** im Sinne der EU-Medizinprodukteverordnung (MDR) und ersetzt **keine ärztliche Behandlung**.

Nicht geeignet für:
• Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren
• Personen mit bekannter Lichtüberempfindlichkeit
• Personen mit aktiven Hauterkrankungen, offenen Wunden oder starken Entzündungen im Gesichtsbereich
• Schwangere oder stillende Personen (Anwendung nur nach ärztlicher Rücksprache)
Jeglicher anderer Gebrauch, Fehlanwendung und Zweckentfremdung kann zu Schäden am Gerät oder Verletzungen führen.
Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Personen ab 18 Jahren mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder sind vom Gerät und der Netzanschlussleitung fernzuhalten.
- Bewahren Sie das Gerät und sämtliches Zubehör stets unzugänglich für Kinder auf.
- Vor allen Reinigungsarbeiten Netzstecker ziehen, Gerät abkühlen lassen und Hinweise im Abschnitt **Reinigung und Pflege** beachten. Zur Reinigung darf das Produkt nicht ins Wasser eingetaucht werden.
- Personen, die das Gerät nicht benutzen, insbesondere Kinder, dürfen nicht anwesend sein, wenn das Gerät betrieben wird.
- Das Gerät ist nicht für die Verwendung im Freien bestimmt.
- Das Gerät nur in trockenen Innenräumen benutzen.
- Das Gerät nicht in explosions- oder brandgefährdeten Umgebungen verwenden.
- Schauen Sie niemals direkt in das LED-Licht.
- Große Helligkeit. Nicht in den Strahler blicken. Augenverletzungen können die Folge sein.
- Das Produkt ist nur für den Gebrauch im privaten Haushalt bestimmt.
- Augen- oder Hautreizungen oder sogar Verletzungen bei längerer Exposition.
- Lassen Sie das Produkt nie unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet ist.
- Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser.
- Lassen Sie Wartungen und Reparaturen nur von einem autorisierten Kundendienst durchführen.

- Hinweise zu Akkus**
- Dieses Gerät enthält eingebaute Akkus.
 - Wenden Sie sich vor der Entsorgung des Gerätes an einen Elektrofachmann oder Ihren Händler, um die Akkus auszubauen und umweltgerecht zu entsorgen.
 - Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie die Akkus entfernen.
 - Setzen Sie Akkus niemals übermäßiger Hitze (z. B. pralle Sonne, Feuer) aus. Die Akkus könnten explodieren.
 - Die Kontakte/Anschlüsse des Akkus niemals kurzschließen.
 - Den Akku bzw. das Gerät nicht ins Feuer werfen. Es besteht Explosions- und Brandgefahr!
 - Den Akku des Gerätes niemals unbeaufsichtigt laden

Gebrauch
 GEFAHR für Kinder Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erst-ckungsgefahr!

Vor dem ersten Gebrauch
Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

Lichtmodi und Wirkungen		
Modus	Farbe	Wirkung
RL	Rot	Fördert die Kollagenregeneration, verbessert die Elastizität, reduziert Falten und feine Linien
NIL	Nahinfrarot	Fördert die Durchblutung
BL	Blau	Porenverfeinernd, unterstützt das Hautgleichgewicht
OL	Orange	Beruhigt die Haut, hilft bei Pigmentierungsproblemen
PL	Violett	Hellt dunkle Flecken auf, fördert Kollagen
IL	Indigo	Unterstützt den Hautstoffwechsel
GL	Grün	Reduziert Mitesser und Pigmentflecken
YL	Gelb	Verbessert raue Haut, sanfte Kollagenförderung

Laden des Controllers
• **Gerät nicht während des Ladevorgangs benutzen.**
• Blinkende Anzeige = Ladevorgang aktiv
• Alle Anzeigen leuchten dauerhaft = vollständig geladen
• Vor der ersten Nutzung vollständig aufladen.

Maske zusammensetzen
Anbringen des Augenschutzes
1. Maske mit der Vorderseite nach unten legen.
2. Augenschutz mit **L** am linken Auge, **R** am rechten Auge einsetzen.
3. Die Buchstaben müssen nach außen zeigen.

Anbringen der Gurte
1. Die Gurte sind universell (kein links/rechts).
2. Die weiche Flanellseite zeigt nach innen.
3. Gurte durch die seitlichen Öffnungen führen und mit Klettverschluss fixieren.
4. Nachdem die Flanellgurte fixiert wurden, können die großen Klettflächen um den Kopf herum geschlossen werden.

Anschluss
Verbinde die Gesichtsmaske mit dem Controller.

BEDIENUNG DES CONTROLLERS
Tastenfunktionen
• **Ein/Aus & Zeitwahl:**
- Lang drücken: Ein /Ausschalten
- Kurz drücken: Zeitwahl **5 Minuten oder 10 Minuten**
• **Modus-Taste:**
- Durch kurzes Drücken zwischen den 8 Lichtmodi wechseln (RL → NIL → BL → OL → PL → IL → GL → YL)

Anzeige:
• Leuchtender Modusindikator = aktiver Modus
• Blinkender Indikator = niedriger Akkustand
• Automatische Abschaltung

Erste Anwendung – Hautverträglichkeitstest
Vor der ersten Anwendung ist ein Test empfehlenswert:
1. Wählen Sie einen Lichtmodus.
2. Testen Sie das Gerät 5-10 Minuten an einer kleinen Hautstelle (z. B. Unterarm).
3. Treten innerhalb von 24 Stunden keine Hautreaktionen auf, kann das Produkt im Gesicht verwendet werden.
4. Bei Unsicherheit vor weiterer Nutzung einen Hautarzt konsultieren.

Anwendungsschritte
1. **Gesicht gründlich reinigen** und abtrocknen.
2. Maske aufsetzen und Gurte anpassen.
3. Controller lange drücken, um das Gerät einzuschalten.
4. Lichtmodus auswählen und Anwendungsdauer (**5 oder 10 Minuten**) einstellen.
5. Das Gerät schaltet sich nach Ablauf der Zeit automatisch ab.
6. Maske abnehmen und gewohnte Hautpflege auftragen.

Empfohlene Nutzung:
• 3-5 Anwendungen pro Woche
• Maximal 10 Minuten pro Sitzung

Nicht anwenden bei:
• Schwangerschaft oder Stillzeit
• Lichtempfindlichkeit oder Einnahme fotosensibilisierender Medikamente
• Augen oder Hauterkrankungen (z. B. Lupus, photosensitive Ekzeme, Albinismus)
• Bei Brennen oder Unwohlsein Anwendung sofort abbrechen.

Reinigen und aufbewahren
1. Gerät regelmäßig mit einem trockenen, weichen Tuch reinigen.
2. Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
3. Zubehör nach Gebrauch sauber und trocken aufbewahren.

Aufbewahren
Lagern Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.

Technische Daten	
Modell	: FM 008
Artikelnummer	: 763 579
USB-Eingang	: 5 V === 1 A
LED Anzahl	: 280 LEDs
Maximale Leistung	: 4 W
Automatiklaufzeit	: 5 und 10 Minuten
Akku	: Lithium-Ionen : 3,7 V === 1500 mAh
Nennenergie	: 5,55 Wh
Ladezeit	: ca. 3,5 Stunden
Betriebszeit	: max. 80 Minuten
Schutzklasse	: III

Informationen zum eingebauten Akku:
Hersteller : Shenzhen Julang Energy Industry Co., Ltd
309, Building A3, No. 19, Youmagang Industrial Zone, Shiwei Community, Matian Street, Guangming District, Shenzhen City, China
E-Mail : julanglian0213@163.com
Akku-Modell : JL 18650 1500mAh
Herstellungsdatum : 2026/06
Hergestellt in China

Hergestellt von : Jaxmotech GmbH
Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Deutschland)
info@jaxmotech.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Entsorgen
Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

 **Geräte, Einwegbatterien und wiederaufladbare Batterien** die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Flache Einweg- und Akkubatterien müssen bei einer kommunalen Sammelstelle abgegeben oder im Batteriefachhandel zurückgegeben werden. Die Kontakte von Lithium-Einweg- und Akkubatterien müssen vor der Entsorgung abgeklebt werden.

Achtung! Dieses Gerät enthält wiederaufladbare Batterien, die aus Sicherheitsgründen fest im Gerät verbaut sind und nicht ohne Beschädigung des Gehäuses entfernt werden können. Unsachgemäße Demontage birgt Gefahren. Bringen Sie das Gerät daher bitte unbeschädigt zu einer Sammelstelle, wo Gerät und Batterie fachgerecht entsorgt werden.

Modell: FM 008
Hergestellt von: Jaxmotech GmbH,
Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany,
info@jaxmotech.de

